



WHERE YOU WANT TO BE.

Where you want to be.



**Where you
want to be.**





WHERE YOU WANT TO BE.

No te quedes en casa. Mímate con el estilo de vida independiente que te proporcionan nuestros scooters. Fáciles de conducir. Con estilo. Ponte en marcha cuando quieras.

Tú decides cuándo, y a dónde. Nuestros scooters son el vehículo ideal para tu movilidad. Para ir de compras o a pasear al parque. Sterling se adapta a todas las posibilidades para que llegues a tu destino, realmente... descansado!.



No te quedes en casa



ELITE® 2 PLUS

Scooter de 3 ruedas. Conducción de alto nivel, con la mejor suspensión

Equipado con ruedas grandes de 14", velocidad máxima de 15 km/h, un avanzado sistema electrónico y suspensión trasera hidráulica ajustable. Con amortiguación delantera, que ayuda a absorber las irregularidades del camino y amplia pantalla LCD para un manejo muy intuitivo y sencillo.

ELITE® 2 XS

Velocidad y confort en scooter de 3 ruedas

Con suspensión delantera y trasera y ruedas grandes de 13", Elite² XS garantiza un paseo agradable y una conducción suave en terrenos irregulares, permitiendo alcanzar una velocidad máxima de hasta 15 km/h. Con asiento acolchado de gran calidad y múltiples ajustes disponibles.

Modelo	3 ruedas, color azul
Velocidad	15 km/h
Baterías	70 Amp
Pendiente máx. de seguridad	15°
Distancia de la base al suelo	13,5 cm
Ruedas delanteras	14"
Ruedas traseras	14"
Cubiertas	Macizas
Longitud total	139 cm
Anchura total	65 cm
Altura total	-
Radio de giro	140 cm
Altura de asiento	44 a 54 cm
Peso máx. soportado (incl. cargas adic)	175 kg
Peso total	140 kg (94 kg sin baterías)
Peso de la parte más pesada	23 kg (batería)
Luces e Indicadores	Si
Autonomía máx.*	44 km

Modelo	3 ruedas, color azul
Velocidad	15 km/h
Baterías	70 Amp
Pendiente máx. de seguridad	15°
Distancia de la base al suelo	11 cm
Ruedas delanteras	330 mm (13")
Ruedas traseras	330 mm (13")
Cubiertas	Macizas
Longitud total	139 cm
Anchura total	67 cm
Altura total	-
Radio de giro	140 cm
Altura de asiento	44 a 54 cm
Peso máx. soportado (incl. cargas adic)	175 kg
Peso total	132 kg (86 kg sin baterías)
Peso de la parte más pesada	23 kg (batería)
Luces e Indicadores	Si
Autonomía máx.*	44 km

Modelo	3 ruedas, color azul
Velocidad	15 km/h
Baterías	70 Amp
Pendiente máx. de seguridad	15°
Distancia de la base al suelo	11 cm
Ruedas delanteras	330 mm (13")
Ruedas traseras	330 mm (13")
Cubiertas	Macizas
Longitud total	139 cm
Anchura total	67 cm
Altura total	-
Radio de giro	140 cm
Altura de asiento	44 a 54 cm
Peso máx. soportado (incl. cargas adic)	175 kg
Peso total	132 kg (86 kg sin baterías)
Peso de la parte más pesada	23 kg (batería)
Luces e Indicadores	Si
Autonomía máx.*	44 km

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Tolerancia de Fábrica +/- 2 cm



S700

Potencia y velocidad; el compañero ideal para tus aventuras al aire libre

El scooter S700 es sinónimo de velocidad y potencia. Equipada con ruedas grandes de exterior y suspensión independiente en las 4 ruedas. Ya no tendrás que preocuparte por la distancia. Gracias a las baterías de 75 Amp podrás disfrutar de una gran autonomía y velocidad hasta 15 km/h.

4 ruedas, color negro metalizado

15 km/h

75 Amp

10°

9 cm

330 mm (13")

330 mm (13")

Neumáticas

150 cm

67 cm

-

222 cm

45 a 50 cm

160 kg

146 kg con baterías

35 kg (asiento)

Si

55 km

S425

El rey del asfalto; compacto y con una velocidad máxima de 12 km/h

El scooter S425 incorpora luces de LED, suspensión delantera y trasera ajustable y velocidad máxima de 12 Km/h. Con ruedas grandes de 300 mm para que puedas hacer frente más fácilmente a obstáculos y baterías de 55 Amp; para que disfrutes de tu scooter durante más tiempo.

4 ruedas, gris selenio metalizado

12 km/h

55 Amp

8°

6 cm

300 mm (12")

300 mm (12")

Neumáticas

135 cm

66 cm

-

200 cm

45 a 50 cm

150 kg

117 kg con baterías

35 kg (asiento)

Si

42 km

S400

Redescubre la ciudad con este scooter compacto

Con una velocidad máxima de 6km/h y baterías de 38 Amp, el scooter S400 es ideal para ir al supermercado o desplazarte por la ciudad. Con suspensión delantera y trasera ajustable para hacer más cómodos tus desplazamientos y luces LED para garantizar tu visibilidad en cualquier momento del día.

4 ruedas, gris plata metalizado

6 km/h

38 Amp

8°

4,5 cm

250 mm (10")

250 mm (10")

Neumáticas

134 cm

64 cm

-

190 cm

45 a 50 cm

136 kg

109 kg con baterías

35 kg (asiento)

Si

36 km

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Tolerancia de Fábrica +/- 2 cm

Ponte en marcha cuando quieras



SAPPHIRE® 2

Maniobrabilidad y estabilidad

Sapphire 2 ofrece un buen rendimiento en exteriores con la ventaja añadida de que es muy fácil de transportar. El scooter se separa en 2 partes rápidamente, sin incómodos cables ni conexiones y el manillar se abate hacia delante para su transporte. Además es muy confortable: con amplio espacio para los pies, empuñaduras amplias y ergonómicas...

PEARL®

Desmontable y con gran autonomía

Pearl es un scooter muy compacto, con sólo 103 cm de longitud y 56 cm de anchura. Es el scooter ideal para ir al supermercado o desplazarse por la ciudad, ya que es muy maniobrable, ligero y compacto. Además se desmonta en partes de poco peso para poder llevarlo cómodamente en el maletero.

Modelo	4 ruedas, color gris	4 ruedas, color rojo
Velocidad	6.5 km/h	6 km/h
Baterías	35 Amp	21 Amp
Pendiente máx. de seguridad	14° (usuario 113 kg), 10° (150 kg)	8°
Distancia de la base al suelo	9,5 cm	7 cm
Ruedas delanteras	225 mm (9")	190 mm (7,5")
Ruedas traseras	265 mm (10,5")	220 mm (8,5")
Cubiertas	Neumáticas	Macizas
Longitud total	121 cm	103 cm
Anchura total	59 cm	56 cm
Altura total	96 cm	90 cm
Radio de giro	140 cm	117 cm
Altura de asiento	42 a 55 cm	30 a 43 cm
Peso máx soportado (incl. cargas adic)	150 kg	136 kg
Peso total	79 kg (55 kg sin baterías)	52 kg (45 kg sin baterías)
Peso de la parte más pesada	22.5 kg (tren delantero)	16 kg (tren delantero)
Luces e Indicadores	Sólo luces	No
Autonomía máx.*	30 km	24 km

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Tolerancia de Fábrica +/- 2 cm



LITTLE GEM® 2

Pequeño y manejable

Con apenas 51 cm de anchura y un pequeño radio de giro Little Gem®² es el scooter ideal para tanto para interiores como para exteriores. Además es muy fácil de desmontar y transportar. Su manillar se pliega hacia delante para facilitar el transporte y el tren trasero se desmonta en pocos segundos.

4 ruedas, color azul

6.4 km/h

12 Amp

9°

7 cm

175 mm (7")

190 mm (7.5")

Macizas

98 cm

51 cm

90 cm

115 cm

38.5 a 48.5 cm

113 kg

40 kg (31 kg sin baterías)

16 kg (tren delantero)

No

16 km

Where you want to be.



* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Tolerancia de Fábrica +/- 2 cm



WHERE YOU WANT TO BE.



Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.



Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es



Rev.5 Mayo 2015